

Модуль «Журнал регистрации исследований»

Версия 1.0

Руководство пользователя

Назначение модуля

Модуль «Журнал регистрации исследований» версия 1.0 предназначен для формирования отчета по проведенным исследованиям за заданный период времени.

Авторский коллектив

Авторами модуля «Журнал регистрации исследований» версия 1.0.¹ являются Смирнов В.В., Беляев М.В.².

Ограничения на использование модуля

Для получения права на использование модуля необходимо связаться с Авторами.

Объединение данных, полученных с использованием модуля и данных, полученных с использованием других программных средств, допускается только с согласия Авторов.

Порядок настройки модуля


Перед началом эксплуатации модуля, следует разместить модуль в том же каталоге, в котором находится файл ProtocolEdit.exe программы «Редактор протоколов». При первом запуске модуля, он показывает коды, которые необходимо сообщить авторам для получения ответного кода. Ответный код следует ввести в пустое поле, после чего функции модуля становятся доступными для использования.

Запуск модуля

Для запуска модуля используются кнопка «Журнал регистрации исследований» , которая появляется на панели инструментов в момент запуска программы «Редактор протоколов» версия 1.1 или выше, если модуль размещен в том же каталоге, в котором находится программа.


¹ Версия 1.0 модуля «Журнал регистрации исследований» будет далее именоваться как *Модуль*.

² Авторы модуля «Журнал регистрации исследований» версия 1.0, которыми являются Смирнов В.В., Беляев М.В., далее будут именоваться как *Авторы*.



Формирование журнала регистрации исследований

После запуска модуля активизируется диалоговое окно для задания свойств журнала «Начало периода», «Окончание периода», «Написание метода исследования», «Размер шрифта»:



Написание метода исследования в журнале регистрации исследований может быть сокращенным в том случае, если сокращенное написание названий исследований задано в настройках исследований.

Отображения журнала регистрации исследований следует активизировать с помощью кнопки «Показать отчет», при этом активизируется либо программа Microsoft Internet Explorer, либо программа Microsoft Word (в зависимости от настроек). Так может выглядеть окно с протоколом в Microsoft Internet Explorer:

Просмотр/Печать


Больница № 999
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

N п/п	Дата исследования	Фамилия, имя, отчество исследуемого	Год рождения	Домашний адрес	Кем направлен: учреждение, отделение, врач, N истории болезни, амб. карты	Клинический диагноз	Метод исследования	Заключение/врач	Особые отметки
1	16.09.2004	Белякова Галина Николаевна	67	Москва	Поликлиника; НЕТ; 1234	Язвенная болезнь		Язва луковицы 12-пк-ки. Язвенно-воспалительная деформация луковицы 12-пк-ки. Гастрит. М.В.БЕЛЯЕВ	
2	31.01.2005	Андрианов Геннадий Викторович	45	Москва	Сосудистая хирургия; НЕТ; 1234	Здоров		Рубцовая деформация луковицы 12-пк-ки. Поверхностный бульбит. Вольхин В.В.	
3	05.06.2005	Андрианов Геннадий Викторович	45	Москва	Сосудистая хирургия; НЕТ; 1234	Здоров		Заключение1. Заключение2. Вольхин В.В.	
4	13.06.2005	Андрианов Геннадий Викторович	45	Москва	Сосудистая хирургия; НЕТ; 1234	Здоров		Рубцовая деформация луковицы 12-пк-ки. Поверхностный бульбит. Неизвестный А.А.	

Зав. отделением Е.Я.Заведующий

Для того, чтобы активизировать процесс печати в окне в Microsoft Internet Explorer, необходимо «кликнуть» внутри окна правой клавишей мыши, чтобы открылось всплывающее меню. Во всплывающем меню требуется активизировать пункт «Печать», который будет выполняться в зависимости от текущих настроек печати на данном компьютере.



Связь с Авторами

Для получения кода инициализации модуля «Журнал регистрации исследований» версия 1.0, а также по вопросам использования программы «Редактор протоколов» версия 1.1 или модуля «Журнал регистрации исследований» версия 1.0 можно обращаться по электронной почте, адрес:

ProtocolEdit@mail.ru

Тема сообщения (Subject) должна содержать только следующие символы

ProtocolEdit_1_1

в противном случае сообщение будет считаться "Спамом".